

## FICHA TÉCNICA

### SANIT COMPLET

#### Propiedades

Desinfectante de superficies y tejidos.

Listo para su uso.

Uso por el público en general. Uso ambiental.

- Eficacia Bactericida: UNE-EN 13697. 5 minutos
- Eficacia Fungicida: UNE-EN 13697. 15 minutos
- Eficacia frente a Adenovirus y Norovirus Murino según UNE-EN 14476.
- Eficacia frente a CORONAVIRUS según UNE-EN 14476.
- Cumple la norma AFNOR NF-T 72/281.

Registro nº 20-20/40-10494

#### Características

ASPECTO	TRANSPARENTE
COLOR	AZUL
OLOR	LIMÓN
DENSIDAD (g/ml)	0,905 ± 0,02
INDICE DE REFRACCION	20 ± 2
PH	9,5 ± 0,6



#### Aplicaciones

Diseñado para una rápida desinfección, sin aclarado de todo tipo de superficies: rejillas y superficies exteriores de conductos de ventilación, sillas, mesas, textiles, etc.

Recomendado su uso para instalaciones donde se requiera de un alto nivel de desinfección.

Fecha Impresión: 16-05-24 Fecha Versión: 16-05-24 Versión: 1 Código: 0001307 Nombre: SANIT COMPLET

## FICHA TÉCNICA

### SANIT COMPLET

#### Dosificación y modo de empleo

Modo de empleo, desinfección de contacto en superficies: mediante pulverización del producto puro respetando los tiempos de contacto. Bactericida: 5 minutos. Fungicida: 15 minutos. Extender el producto de forma homogénea con mopa o bayeta aséptica y dejar secar sin aclarar.

Modo de empleo en rejillas y conductos exteriores de ventilación, aplicar de forma puntual con reciclado posterior de aire limpio.

Modo de empleo, desinfección de contacto en tejidos: mediante pulverización con el producto puro; dejar actuar el producto respetando los tiempos de contacto. Pulverizar a 20 cm de la pieza y dejar secar sin aclarar.

#### Contiene otros componentes

50% Isopropanol

0,24% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio.

0,24% Cloruro de didecildimetilamonio.

0,24% Cloruro de etilbencil C12-C14 alquildimetilamonio.

Excipientes c.s.p.100