

FICHA TÉCNICA

SANIT AIR OX PLUS

Propiedades

Desinfectante líquido de amplio espectro con eficacia bactericida, levuricida, fungicida, viricida, esporicida, tuberculicida y micobactericida al 100 % de concentración. Producto diseñado para la desinfección vía aérea de ambientes y superficies mediante sistemas de nebulización o microdifusión en frío. Producto autorizado para uso ambiental.

Cumple la Norma UNE-EN 17272:2020 bajo condiciones específicas de la Guía BPR: 2023, en condiciones limpias con 2 horas de contacto y a 20°C, con acción bactericida, levuricida y fungicida.

Cumple la Norma UNE-EN 17272: 2020 bajo condiciones específicas de la Guía BPR: 2023, en condiciones limpias con 2 horas de contacto y a 20°C, con acción viricida, esporicida, tuberculicida y micobactericida.

Nº de registro: 25-20/40/90-12614

Características

ACIDO GLICOLICO (externo)	1 ± 0.1
CONTROL MICRO CADA LOTE ENVASADO	
PATOGENOS (ENVASADO)	AUSENTE
TOTAL VIABLES MICRO (ENVASADO)	1000 UF/G MAX
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD (g/ml)	1.04 ± 0.02
INDICE DE REFRACCION	10 ± 2
PH	1.5 ± 0.5
% H2O2	8 ± 0.5
LIMP. DEPOS. CONTROL PH	0.1 MAXIMO
LIMP.DEPOS. ESPUMA	AUSENCIA

Fecha Impresión: 27-05-25 Fecha Versión: 27-05-25 Versión: 2 Código: 0001343 Nombre: SANIT AIR OX PLUS

FICHA TÉCNICA

SANIT AIR OX PLUS

Aplicaciones

Producto desinfectante por vía aérea para el tratamiento de choque de superficies, equipos y utensilios en todo tipo de salas y locales. Realizar una limpieza previa antes de proceder a la desinfección. El producto se aplica puro, mediante micronebulización en frío con FORTEX AIR. Uso Ambiental.

Desinfección aérea: aplicación en ambientes interiores por personal profesional especializado.

Dosificación y modo de empleo

Modo de empleo desinfección aérea:

Realizar una limpieza previa antes de proceder a la desinfección. El producto se aplica puro, mediante micronebulización en frío con FORTEX AIR. Poner en marcha el equipo, el cual nebuliza 6 ml de Sanit AIR OX PLUS por cada m³, equivalente a 17 minutos de tratamiento por cada 100 m³. Introducir el volumen de la sala a tratar en FORTEX AIR y poner en marcha el equipo. La desinfección aérea será por personal profesional especializado y se recomienda un plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de personas, ventilándose adecuadamente antes de entrar en el recinto. Señalizar el recinto durante el proceso de desinfección y respetar el plazo de seguridad.

Contiene otros componentes

Peróxido de hidrógeno 8,05 %

Ácido glicólico 0,70 %

Ácido peracético 0,10 %

Excipientes c.s.p. 100 %

Fecha Impresión: 27-05-25 Fecha Versión: 27-05-25 Versión: 2 Código: 0001343 Nombre: SANIT AIR OX PLUS